



PCR-based TAP tagging strategy via pBS1479

Double cross-over homologous recombinant




PCR-based TAP tagging strategy

B



Primer design




puig *et al.*, 2001에서 plasmid DNA에 직접 결합하는 primer 길이를 20mer로 맞추기 위해 3mer를 더 늘린 버전(**볼드체**)을 이용한다.

Forward primer – GTTACCGCAGACGAAACAGTAGATTTTTACGTGTACGATGA **ATCCATGGAAAAGAGAAGATG** (Tm=53°C, SnapGene)

Reverse primer – TATATATTATATCCTCTAGTATATCAATGCAGTAGCAGCAG **TACGACTCACTATAGGGCGA** (Tm=54°C, SnapGene)

1.6k 길이의 amplicon을 얻을 수 있다.

Primer design



Forward primer – **GTTACCGCAGACGAAACAGTAGATTTTACGTGTACGATGA** ATCCATGGAAAAGAGAAGATG

Reverse primer – **TATATATTATATCCTCTAGTATATCAATGCAGTAGCAGCAG** TACGACTCACTATAGGGCGA

볼드체로 표시한 부분의 sequence가 Swd2의 유전자 말단을 뭉개고 들어가도록 homologous recombination을 일으키면서 뒤에 있는 TAP-tag까지 translation되게 한다.

TAP purification

